

Gebrauchs- und Pflegeanleitung Theragym Tube Set

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Theragym Tube Set.

Das **Theragym Tube Set** besteht aus speziellen, elastischen Bändern (made in Germany) Handgriffen.

In 4 verschiedenen Schwierigkeitsstufen gelb, grün, blau und schwarz erhältlich.

Kleine Gerätekunde:

Gelb (leicht)

Maße: ca. 122 cm

Grün (mittel)

Maße: ca. 122 cm

Blau (schwer)

Maße: ca. 122 cm

Schwarz (sehr schwer)

Maße: ca. 122 cm

Material

Kabel: Kern aus Naturletextfäden, der zweimal mit Textilfäden umflochten wird.

Äußere Umflechtung: Polyestergeran (PES) Multifilamenten

Pflege:

Zum Reinigen des Theragym Tube Bands können Sie alle milden, handelsüblichen Reinigungs- sowie Desinfektionsmittel verwenden. Lösungsmittelhaltige, säurehaltige oder ätzende Reiniger greifen das Material an.



Instructions for use and care Theragym Tube Set

Congratulations on the purchase of your new Theragym Tube Set.

The Theragym Tube Set consists of special elasticated bands (made in Germany) handles.

Available in 4 different levels of difficulty: yellow, green, blue and black.

A little equipment information:

Yellow (easy)

Dimensions: approx. 122 cm

Green (medium)

Dimensions: approx. 122 cm

Blue (difficult)

Dimensions: approx. 122 cm

Black (very difficult)

Dimensions: approx. 122 cm

Material

Cable: Core made of natural textile threads, braided twice with textile threads.

Outer braiding: polyester yarn (PES) multifilaments

Care:

To clean the Theragym Tube Band, you can use all mild, commercially available cleaning agents and disinfectants. Solvent-based, acidic or corrosive cleaning agents attack the material.

