



Redondo® Ball Gebrauchs- und Pflegeanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Redondo® Balls.

Mit dem Redondo® Ball haben Sie sich für ein TOGU® Markenprodukt „made in Germany“ entschieden!

Als Sportgerät ist es entsprechend den geltenden EU Regelungen produziert, enthält keine Schwermetalle und besteht aus 100% recyclingfähigem Kunststoff.

Softweich und trotzdem robust.

Klein – aber unverzichtbar. Der „faltbare“ Ball für MindBody, Pilates, Wellness und Fitness.

Kleine Gerätekunde:

Der Redondo® Ball ist aus hochwertigem Ruton mit einem Stöpselventil.

Durchmesser: 18 cm, 22 cm und 26 cm

Belastbarkeit: ca. 120 kg

Temperatur-Beständigkeit:

Der Redondo® Ball ist UV-beständig und auch bedingt hitzebeständig. Bis 45°C kann Der Redondo® Ball problemlos eingesetzt werden. Es sollte jedoch nicht bei direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden (z.B. am Fenster). Das Material wird durch zunehmende Wärme weicher.

Der Redondo® Ball ist auch kältebeständig, jedoch sollte die Lagerungstemperatur nicht unter -10°C liegen. Das Material wird durch zunehmende Kälte fester.

Pflege:

Zum Reinigen des Redondo® Ball können Sie alle milden, handelsüblichen Reinigungs- sowie Desinfektionsmittel verwenden. Lösungsmittelhaltige, säurehaltige oder ätzende Reiniger greifen das Material an.

Aufpumpen:

Der Redondo® Ball wird luftleer ausgeliefert. Der Ball kann mit jedem beliebigen Strohhalm, der TOGU Pumpe mit Nippelaufsatz oder sogar direkt mit dem Mund aufgeblasen werden.

Den Redondo® Ball bitte nie über den max. angegebenen Durchmesser aufblasen.

Tipp:

Den Zeigefinger schon während des Aufblasens neben den Trinkhalm an der Stöpselöffnung halten, damit beim Ziehen des Röhrchens nicht zu viel Luft entweichen kann.



Redondo[®] Ball usage and care instructions

Congratulations on your purchase of the Redondo[®] Ball.

Having purchased the Redondo Ball you have chosen a TOGU[®] branded product which is “Made in Germany”!

It is made in conformity with the applicable EU regulations for sports equipment, contains no heavy metals and is made of 100% recyclable plastic.

Super soft but still robust.

Small – but indispensable. The foldable ball for MindBody, Pilates, Wellness and Fitness.

Inflating:

The Redondo Ball is delivered airless.

The ball can be inflated with any straw, the TOGU pump with nipple attachment or even directly with the mouth. Do not inflate the Redondo Ball over the prescribed maximum diameter.

Equipment details:

The Redondo Ball is made of high-quality Ruton and is fitted with a plug valve.

Measure: 18 cm, 22 cm, 26 cm diameter

Load capacity: approx. 120 kg

Thermal stability:

The Redondo Ball is UV-resistant and also heat-resistant to a limited degree. It can easily withstand temperatures of up to 45°C. However, the Redondo Ball should be kept out of direct sunlight (e.g. do not store in the window). The material softens as it gets warmer.

The Redondo Ball is also resistant to cold, but should nevertheless not be stored at temperatures below -10°C. The material hardens as it gets colder.

Care:

Any mild standard cleaning agents and disinfectants can be used to clean the Redondo Ball. Solvent based, acidic or caustic cleaners will damage the material.

Hint:

Press your index finger next to the drinking straw during inflating, so that when pulling it out of the tube the escape of too much air can be prevented.